

BACTICID AF WIPES

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

Biocidinis produktas BACTICID AF WIPES paruoštas naudojimui.

Produktas naudojamas alkoholio poveikiui atsparių įvairių mažų paviršių, durų rankenų, įrankių, įrangos ir kt. greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir kt.) bei maisto ruošimo ir gamybos vietose.

Paviršius prieš dezinfekavimą nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų.

Nuvalytą, švarų paviršių šluostyti BACTICID AF WIPES servetėle. Paviršius turi būti drėgnas bent 30 sekundžių. Po dezinfekcijos leisti paviršiams natūraliai išdžiūti. Išėmę servetėlę nedelsiant uždaryti dangtelį, kad servetėlės neišdžiūtų.

Bacticid AF Wipes mikrobiologinis poveikis: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN16615:

Mikrobiologinis poveikis	Ekspozicijos laikas
Baktericidinis (įsk. MRSA, VRE)	30 sek.
Mielicidinis (C. Albicans)	30 sek.
Fungicidinis (A. Brasiliensis)	120 sek.
Mikobaktericidinis (M. Avium, M. Terrae)	30 sek.
Virucidinis (inkapsuliuoti virusai, įsk. HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	15 sek.
Virucidinis (Rotavirusas, Norovirusas)	15 sek.
Virucidinis (Adenovirus)	30 sek.
Virucidinis (Poliovirus)	120 sek.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniam asmenims neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti.

Abejojant, kad BACTICID AF WIPES gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.